

小鼠 IFN- γ 抗体对试剂盒

货号：EK280AP

应用：ELISA

规格：50 μ L & 100 μ g

试剂盒组分与储存条件

名称	规格	储存条件
小鼠 IFN- γ 捕获抗体	1 管, 100 μ g	-20 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 1 年, 避免反复冻融
生物素标记小鼠 IFN- γ 检测抗体	1 管, 50 μ L	-20 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 1 年, 避免反复冻融

注意：开启瓶盖前请离心，确保收集管内全部试剂。

产品信息


项目	小鼠 IFN- γ 捕获抗体	生物素标记小鼠 IFN- γ 检测抗体
免疫原	重组小鼠 IFN- γ 蛋白	重组小鼠 IFN- γ 蛋白
UniProt 编号	P01580	
反应种属	小鼠	小鼠
宿主来源	大鼠	大鼠
标记	无标记	生物素 (Biotin)
浓度	0.5 mg/mL	-
缓冲液	PBS, 含 0.04% Proclin 300、50% 甘油, pH7.4	PBS, 含 0.04% Proclin 300、1% 保护蛋白、50% 甘油, pH7.4
纯化方式	Protein A 或 G 纯化	抗原亲和纯化
特异性	适用于 ELISA 实验检测小鼠 IFN- γ	

仅供科研使用

ELISA 推荐工作浓度 / 稀释比例

实验步骤	推荐浓度 / 稀释度	试剂
ELISA 捕获包被	0.5- 4 $\mu\text{g/mL}$	小鼠 IFN- γ 捕获抗体
ELISA 检测	1:1000- 1:10000	生物素标记小鼠 IFN- γ 检测抗体

标曲示意图



注意：说明书中的标准曲线仅作演示使用，每次实验都需要重新绘制标准曲线。

仅供科研使用