



## Anti-Human CD8 $\alpha$ , PerCP-Cy5.5 (Clone: RPA-T8)检测试剂

### I. 产品信息

目录号:	F11008B04	规格:	25T, 100T
保存:	2 - 8°C 避光, 切勿冻存	亚型:	Mouse IgG1, $\kappa$
克隆号:	RPA-T8	用量:	5 $\mu$ l/test
推荐应用:	流式	标记:	PerCP-Cy5.5
反应性:	人	纯化:	亲和层析
储存液:	含 0.2% BSA 和0.2% proclin 950的磷酸盐缓冲液(pH7.2)		

### II. 背景简介

CD8 也称为 T8 或 Leu2, 是免疫球蛋白超家族的一员, 表达于大部分胸腺细胞、外周血 T 细胞亚群和 NK 细胞(基本为 CD8 $\alpha$ / $\alpha$  同源二聚体)。CD8 在抗原识别和 T 细胞活化中, 作为 MHC I 类分子受限的 T 细胞受体, 并在胸腺分化中具有重要作用。

### III. 使用方法

**全血样本:** 取 100  $\mu$ l 抗凝血, 加入 5  $\mu$ l Anti-Human CD8 $\alpha$ , PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8°C 避光孵育 30 分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300 $\times$ g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500  $\mu$ l 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

**其他样本:** 将  $1 \times 10^5 - 10^8$  个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液 (目录号 S1001)重悬, 加入 5  $\mu$ l Anti-Human CD8 $\alpha$ , PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 使反应终体积为 100  $\mu$ l。震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8°C 避光孵育 30 分钟。每管加入 1 - 2 ml 流式染色缓冲液, 300  $\times$  g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500  $\mu$ l 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

### IV. 结果示例




图. 人外周血染色Anti-Human CD8 $\alpha$ , PerCP-Cy5.5 (F11008B04)和Anti-Human CD4, APC (F11004B03)的结果。以 FSC/SSC 中的淋巴细胞设门进行分析。

Product For Research Use Only ver:01



## V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。

**Product For Research Use Only ver:01**

Technical Service: [tech@liankebio.com](mailto:tech@liankebio.com) To place an order: [order@liankebio.com](mailto:order@liankebio.com)