



Anti-Human CD8a, APC-Cy7 (Clone: RPA-T8) 检测试剂

I. 产品信息

| | |
|--|-------------------|
| 目录号: F11008B06 | 规格: 25T, 100T |
| 保存: 2 - 8℃避光, 切勿冻存 | 亚型: Mouse IgG1, κ |
| 克隆号: RPA-T8 | 用量: 5 μl/test |
| 推荐应用: 流式 | 标记: APC-Cy7 |
| 反应性: 人 | 纯化: 亲和层析 |
| 储存液: 含 0.2% BSA 和0.2% proclin 950 的磷酸盐缓冲液(pH7.2) | |

II. 背景简介

CD8 也称为 T8 或 Leu2, 是免疫球蛋白超家族的一员, 表达于大部分胸腺细胞、外周血T细胞亚群和NK 细胞(基本为 CD8α/α 同源二聚体)。CD8 在抗原识别和 T 细胞活化中, 作为MHCI 类分子受限的 T 细胞受体, 并在胸腺分化中具有重要作用。

III. 使用方法

全血样本: 取100 μl 抗凝血, 加入5 μl Anti-Human CD8, APC-Cy7和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育15 分钟或2 - 8℃避光孵育30 分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300×g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 μl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

其他样本: 将 $1 \times 10^5 - 10^8$ 个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液(目录号 S1001)重悬, 加入5 μl Anti-Human CD8, APC-Cy7和其他抗体, 使反应终体积为 100 μl。震荡混匀, 于室温避光 孵育15 分钟或2 - 8℃避光孵育30 分钟。每管加入 1 - 2 ml 流式染色缓冲液, 300 × g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 μl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

IV. 结果示例




图. 人外周血进行染色, 左图为Mouse IgG1, κ Isotype control, APC-Cy7的结果, 右图为Anti-Human CD8a, APC-Cy7的结果。以淋巴细胞设门进行分析。



V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。