



Anti-Mouse CD278, APC (Clone:7E.17G9) 检测试剂

I. 产品信息

目录号:	F2127803	规格:	25T, 100T
保存:	2 - 8°C避光, 切勿冻存	亚型:	Rat IgG2b
克隆号:	7E.17G9	用量:	5 µl/test
推荐应用:	流式	标记:	APC
反应性:	人	纯化:	亲和层析
储存液:	含 0.2% BSA 和0.2% proclin 950 的磷酸盐缓冲液(pH7.2)		

II. 背景简介

CD278属于CD28和CTLA-4细胞表面受体家族, 在活化的T细胞中高度表达。这对于T细胞和B细胞之间的有效相互作用, 对T细胞依赖性抗原的正常抗体反应至关重要。它增强了所有基本的T细胞对外来抗原的反应, 即增殖、淋巴因子的分泌、介导细胞间相互作用的分子的上调, 以及对B细胞分泌抗体的有效帮助。

III. 使用方法

全血样本: 取100 µl 抗凝血, 加入5 µl Anti-Human CD278, APC 和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育15分钟或2 - 8°C避光孵育30分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300×g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 µl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

其他样本: 将 1×10^5 - 10^8 个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液(目录号S1001)重悬, 加入5 µl Anti-Human CD278, APC和其他抗体, 使反应终体积为 100 µl。震荡混匀, 于室温避光孵育15分钟或2 - 8°C避光孵育30分钟。每管加入 1 - 2 ml 流式染色缓冲液, 300 × g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 µl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

IV. 结果示例




图. LPS+刺激的小鼠脾脏细胞染色, Rat IgG2b Isotype control, APC和Anti-mouse CD278, APC的染色结果。

Product For Research Use Only F2127803-AT1

Technical Service: tech@liankebio.com

To place an order: order@liankebio.com



V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。