

Anti-Mouse F4/80, PE (Clone: A3-1) 检测试剂

【产品信息】

目录号: F2148002 规格: 25T、100T

克隆号: A3-1 亚型: Rat IgG2b, κ

反应性: 小鼠 纯化: 亲和层析 标记: PE

储存液: 含0.2% BSA和 0.2%ProClin950的磷酸盐缓冲液(pH7.2)

【背景简介】

F4/80 是一个跨膜蛋白, 虽然也会在枯否氏细胞和朗格汉斯细胞上表达, 但仍可作为巨噬细胞的标志。骨髓细胞在体外受到巨噬细胞集落刺激因子刺激后, 会上调 F4/80 抗原表达。

诱导 CD8⁺ T 细胞介导的外周耐受也需要 F4/80 的参与。

【使用方法】

将 $\times 10^5 \sim 10^8$ 单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液 (目录号 S1001) 重悬, 加入5 μ L本产品和其他抗体, 使反应终体积为100 μ L。震荡混匀, 于室温避光孵育15 分钟或 2~8 $^{\circ}$ C避光孵育30分钟。每管加入1~2 mL流式染色缓冲液, 300 $\times$ g 离心 5~10分钟, 弃上清, 加入500 μ L流式染色缓冲液重悬, 上机检测。


实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

【储存条件及失效日期】

2~8 $^{\circ}$ C避光, 切勿冻存; 失效日期参见试剂盒标签;

【结果示例】

图 . ICR 小鼠 骨髓 细胞染色 Anti-Mouse F4/80, PE (F2148002) 和 Anti-Human/Mouse CD11b, APC (F11011B03)的结果。



【注意事项】

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。**本产品仅用于科研, 不可用于诊断。**
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。

【基本信息】

生产厂家: 杭州联科生物技术股份有限公司

网站: www.liankebio.com 销售服务: info@liankebio.com

服务热线: **400 6721 600** 技术支持: tech@liankebio.com

说明书版本: F2148002-BT1

本产品仅用于科学研究, 不得用于临床诊断。